

Dagelijkse checklist

Daily checklist

- Sluiting met snelspanner ✓
- Verstelbare hoofdsteun ✓
- Verstelbare en aanpasbare riem ✓
- Verstelbare voetsteunen ✓
- Verstelbare riemen van de voetsteun ✓

- Quick release locked ✓
- Head rest is in correct height ✓
- Belt is tightened and adjusted ✓
- Foot rest is in correct height ✓
- Foot straps are tightened ✓
- Check frequently if bolts and screws are tightened ✓

goguard by Bikevision ApS
+45 8282 3232
info@goguard.dk
www.goguard.eu



goguard[®]



*Het zitje wordt geleverd met een apart zitkussen naar keuze

*The chair comes with a separate seat cover of your choice

Mount the cover of your choice by pulling the safety belt through the holes. The cover is fastened by five push buttons.

Om het zitkussen naar keuze te monteren trekt u de veiligheidsriem door de twee gaten. Het kussen wordt vast gemaakt door de vijf drukknoppen aan te drukken.



Mount the neck support in the two holes at the top of the chair. Lock the neck support in the chosen position by pressing the 2 levers together on the backside of the chair.

De neksteun wordt gemonteerd in de twee gaten aan de bovenkant van de stoel. Maak de neksteun vast in de gewenste positie door de 2 slothendels samen te drukken op de achterkant van de stoel.

Assemble the safety belt by “flexing” the two belt parts and then press the belt clips in the lock. To open, remember to press both sides while pushing the big central button. Remember to adjust the length of the belt to the child’s size.



Om de veiligheidsgordel te monteren, voegt u de twee delen van de gordel samen en plaatst u de klemmen in het slot. Om te openen, duwt u op beide klemmen terwijl u de grote knop indrukt in het midden van het slot. Pas de lengte van de gordel aan uw kind aan.



De beensteunen l+r worden in elkaar geschoven rond de centrale buis en vastgemaakt met twee vijzen. (Duw in elkaar tot de gaten zichtbaar worden)

Leg supports l+r are pressed together around the center tube and fastened with the two following screws. Keep pressing the parts towards each other until the holes are visible.



De beensteunen kunnen worden afgesteld door de twee haken licht samen te drukken. Stel de gewenste hoogte in.

Leg supports can be adjusted by pressing the two hooks slightly together . Adjust as desired.



The 2 parts of the rear bracket are fastened with 4 bolts around the rear stay.

- The front bracket is fastened with 2 bolts around the saddle tube.

Tweedelige bevestiging op de achtertrein met vier bouten.

Bevestiging vooraan door klem op de zadelbuis met twee bouten.



Push the monotube downwards through the rear bracket with the quick release being open. Push in the safety button. The bracket should be adjusted in the correct height, so the monotube is fit for a possible change of the back position. Bracket is fastened in position with a key. The center of the chair should follow the centre of the bike. When in position, close the quick release and tighten. The chair should not be able to move.

Duw de monotube door de achterste bevestiging terwijl de snelspanner open staat (Druk de veiligheidsknop in). Pas de hoogte van de bevestiging aan zodat de monotube klaar is voor een wijziging in de achterste positie. De bevestiging wordt in positie aangespannen met een sleutel. Het midden van de stoel moet het midden van de fiets volgen. Daarna wordt de snelspanner aangespannen. De stoel mag niet meer bewegen.

De achterste bevestigingen kunnen worden gemonteerd op de achtertrein door de bout los te draaien. De trein moet zo worden geplaatst dat de bevestigingen zo verticaal mogelijk staan. Span daarna terug aan.

- Hef de stoel 5cm horizontaal omhoog boven de bagagedrager. Span de bevestigingsbout aan met een 18 mm-sleutel.

De stoel is nu klaar voor gebruik. U kan de stoel in rustpositie zetten door de snelspanner te openen en de monotube aan te passen. (Denk eraan om de snelspanner terug te sluiten)



The rear support stays can be fastened by pulling them all the way back. The bracket should be positioned so the support stays are as vertical as possible. When in position, tighten.

Lift the chair horizontally, 5 cm above the luggage carrier. Then tighten the bolt with an 18mm tool.

The chair is now ready. Remember you can adjust to rest position by opening the quick release and move the monotube. Always remember to lock again.